

DROPLET 移液器产品参数

一、产品性能及优越性说明：

1. 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。
2. 整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。
3. 人机工程学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。
4. 数字视窗，令所设定量程一目了然。
5. 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。
6. 快捷轻便的管嘴推出器。
7. 配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。
8. 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。

二、DROPLET 可调量程移液器参数

产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	不准确度	不精确度
DROPLET-A	1-ch	5 - 50 μ l	0.50 μ l	50 μ l	$\pm 0.60\%$	0.30 %
				25 μ l	$\pm 0.90\%$	0.60 %
				5 μ l	$\pm 2.00\%$	2.00 %
DROPLET-B	1-ch	20 - 200 μ l	1.00 μ l	200 μ l	$\pm 0.60\%$	0.20 %
				100 μ l	$\pm 0.80\%$	0.30 %
				20 μ l	$\pm 2.50\%$	0.80 %

三、产品特点：

1. 枪体重量轻，使用轻巧便捷，可减少手部疲劳。
2. 符合人体手型和手感。
3. 量程准确。
4. 管嘴连件部分可拆卸并可高温高压灭菌。